

Hemodializa

**MSC 08**

Centrum zasilania mediami



Fresenius Medical Care

# MSC 08

## Centrum zasilania mediami

MSC 08 – Centrum zasilania mediami – jest przeznaczone do spełnienia potrzeb w zakresie zasilania aparatów do dializ. Dostępne są pojedyncze i podwójne jednostki jako alternatywa do Fresenius Medical Care MSP – Panel do zasilania mediami. Panele MSC stanowią centralny punkt dla wszystkich elektrycznych i hydraulicznych potrzeb w zakresie zasilania permeatem, koncentratem, odpływem, napięciem, alarmowaniem, interfejsem danych i przewodem wyrównania potencjałów.

### Higiena

- Gładkie powierzchnie MSC 08 są łatwe do utrzymania czystości
- Rozkład hydrauliki w jednostce ma specjalną konstrukcję dla uniknięcia martwych stref.

### Bezpieczeństwo

- Dla podniesienia bezpieczeństwa sekcja elektryczna jest ulokowana w oddzielnej obudowie, powyżej elementów hydraulicznych.
- Mocna konstrukcja i dobrane materiały zabezpieczają element elektryczne i hydrauliczne przed przypadkowym uszkodzeniem, rozbryzgami płynów lub degradacji dezynfektantami.

### Praktyczność

- Alternatywa zasilania elektrycznego i hydraulicznego, plus opcja pojedyncza lub podwójna, pozwala użytkownikom na wybór najlepszej kombinacji, na dopasowanie się do specyficznych potrzeb.
- Opcja instalacyjna zawiera montaż powierzchniowy lub przepływowy.
- Odejmowalny panel frontowy czyni łatwy dostęp do elementów hydraulicznych i elektrycznych.
- Mocne odporne na korozję materiały i wysokiej jakości wykonanie dają pewność długiej żywotności.



Panel pojedynczy MSC 08      Panel podwójny MSC 08

Specyfikacja	
Wymiary (W x Sz xG)	
<b>Podwójny</b>	
z monitorem elektrycznym	880 mm x 505 mm x 185 mm
bez monitora elektrycznego	610 mm x 505 mm x 185 mm
<b>pojedynczy</b>	
z monitorem elektrycznym	870 mm x 385 mm x 185 mm
bez monitora elektrycznego	605 mm x 385 mm x 185 mm
Obudowa	
Waga	max. 15 kg
Kolor	Biały RAL 9001
Przylączy hydrauliczne zależnie od konfiguracji	
Permeate	do 2
Koncentrat	do 2 X 3 typy
Ściek	do 2 x wymiar 6
Woda zużyta	1 x DN40
Przylączy elektryczne zależnie od konfiguracji	
Przylączy elektryczne	do 2 x CEE 230V do 6 x gniazdka sieciowe gniazdka 230V
Przylączy wyrównawcze	do 6
Rozszerzenia	do 4
Dane techniczne mogą ulec modyfikacji	



Fresenius Medical Care

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH · 61346 Bad Homburg v. d. H. · Germany · Phone: +49 (0) 6172-609-0 · Fax: +49 (0) 6172-609-2191  
Head office: Else-Kröner-Strasse 1 · 61352 Bad Homburg v. d. H.  
www.fmc-ag.com